

cleanside

CleanSide -sairaalasemit

Helpoin tapa taata potilaan
yksityisyys ja jakaa tiloja
sairaalaympäristössä.





Liikuta, lukitse, suojaa.

CleanSide -sairaalasemit ovat moderni ratkaisu sairaalatilojen jakamiseen. Sermien kevyt ja kätevä liikuteltavuus sekä helposti pyyhkimällä puhdistettava rakenne pienentävät potilasturvallisuuden kohdistuvia riskejä ja parantavat sairaalahygieniaa.

Kevyen rakenteen ja kääntyvien pyörien ansiosta sermien liikuttaminen paikasta toiseen onnistuu itsenäisesti yhdeltä henkilöltä ja tilan jakaminen muuttuvien tarpeiden mukaan on vaivatonta. Sama sermi sopii sekä seinäkiinnitykseen että liikuteltavaan jalustaan, mikä tekee siitä monikäyttöisen tilanjakajan.

Patentoidun rakenteen ansiosta sermi on täysin aukoton eli se turvaa potilaan yksityisyyden ja tekee potilaan henkilökohtaisesta tilasta suljetun. Tyylikäs


muotoilu yhdistettynä käytännöllisyyteen tuo sairaalaympäristöön nykyaikaisen ilmeen ja helpon tavan jakaa tilaa muuttuvien tarpeiden mukaan.

CleanSide -sairaalasermien kestävä alumiinikehys ja patentoitu rakenne tekevät siitä yhden markkinoiden kevyimmistä sermivaihtoehdoista. Sermi täyttää hygieniavaatimukset ja se on iskunkestävä, naarmuuntumaton sekä palosuojattu tuote. Tämän ansiosta se on pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu sairaalaympäristöön.

Kevyt rakenne ja muunneltava paneelimäärä

Patentoidun rakenteen ansiosta:

1. Keveys säilyy, vaikka paneeleita lisää tai poistaa.
2. Aukoton rakenne takaa potilaiden yksityisyyden 100-prosenttisesti.
3. Sulava taittomekanismi: kestää testatusti 200 000 taittokertaa.



Helppo säilyttää

Sermit on helppo taittaa kokoon ja pitää säilyssä säädettävällä joustavalla nauhalla, joka soveltuu eri määriille paneeleja. Patentoidun rakenteen ansiosta nauha ei katkea, kun paneelien määrä muuttuu.



Monikäyttöinen: Liikuteltava ja seinään kiinnitettävä


Sermi irrotetaan painamalla lukitus alas. Tämän ansiosta sermi on helppo muuttaa liikuteltavaksi tai seinäkiinnitykseen tarpeen mukaan.



Seinään kiinnitettävään sermiin voi liittää tukipylvään, kun sitä haluaa käyttää kiinteänä serminä.

Nopea puhdistaa






Renkaat on helppo irrottaa puhdistusta varten.



Vakaasti liikutettava

Sisäänrakennetun iskunvaimennuksen ansiosta sermi on vakaa myös epätasaisilla ja karkeilla pinnoilla, mikä estää sen kaatumisen, kun sermiä liikutetaan.




Sama leveys avattuna seinään kiinnitettävällä (CSK) ja liikutettavalla (CSL) mallilla	Paneeleiden lukumäärä	Osanumero	Leveys (avattuna) cm	Korkeus (3" pyörillä) cm	Koko taitettuna cm		Paino kg	
					Leveys	Syvyys	CSK*	CSL**
	4	CSK145120 CSL145120	120	145	30	7,2	11,2	23,6
		CSK165120 CSL165120		165			12,5	24,7
		CSK185120 CSL185120		185			13,9	26,1
	6	CSK145180 CSL145180	180	145	30	10,8	15,5	27,2
		CSK165180 CSL165180		165			17,5	29,6
		CSK185180 CSL185180		185			19,3	31,5
	8	CSK145240 CSL145240	240	145	30	14,4	19,9	32,0
		CSK165240 CSL165240		165			22,4	34,6
		CSK185240 CSL185240		185			24,8	36,9
	10	CSK145300 CSL145300	300	145	30	18	23,6	35,8
		CSK165300 CSL165300		165			26,7	38,9
		CSK185300 CSL185300		185			29,6	N.A
	12	CSK145360 CSL145360	360	145	30	21,6	28,1	40,1

*CSK = seinään kiinnitettävä malli

**CSL = liikuteltava malli

Korkeus- ja värvaihtoehdot

Sairaalasermejä on saatavilla kolmea eri korkeutta. Värvaihtoehtojen lisäksi myös printtikuviointi on mahdollista.



Tuotteet saatavilla koekäyttöön.
Ota yhteyttä.

p. 010 423 4575 | tuotetilaukset@cleanside.fi

